



**Rotoren-Kompatibilität  
 Eppendorf Zentrifugen  
 TubeSpin® Bioreaktor 600**

Folgende Rotoren der Zentrifuge Eppendorf 5920 R sind für den TubeSpin® Bioreaktor 600 kompatibel:

**Rotor compatibility  
 Eppendorf centrifuges  
 TubeSpin® Bioreaktor 600**

The following rotors of the Eppendorf 5920 R centrifuge are compatible for the TubeSpin® Bioreaktor 600.



**5920 R**

<b>Ausschwingrotor S-4x1000 (5895 101 003) Swing out Rotor</b>			
<b>Becher / Bucket</b>	<b>Kappen / Bucket Lid</b>	<b>Adapter</b>	<b>Kapazität / Capacity</b>
5895 102 000 (set of 4 pcs.)	5820 747 005 (set of 2 pcs)	5920 701 002 (set of 2 pcs)	4 x 87600



**Rotoren-Kompatibilität  
 Eppendorf Zentrifugen  
 TubeSpin® Bioreaktor 450**

Folgende Rotoren der Zentrifuge Eppendorf 5910R und 5920 R sind für den TubeSpin® Bioreaktor 600 kompatibel:

**Rotor compatibility  
 Eppendorf centrifuges  
 TubeSpin® Bioreaktor 450**

The following rotors of the Eppendorf 5910R und 5920 R centrifuge are compatible for the TubeSpin® Bioreaktor 600.



5910 R



5920 R

**5910R**

<b>Ausschwingrotor / Swing out Roto</b>		<b>S-4 x Universal</b>		5895 200 001
Becher / Bucket	Kappen / Bucket Lid	Adapter	Kapazität / Capacity	
Inkl. (set of 4 pcs.)	5910 750 005 (set of 2 pcs)	5910 760 000 (set of 2 pcs)	4x 87450	

**5910R / 5920R**

<b>Ausschwingrotor/ Swing out Rotor</b>		<b>S-4 x 750</b>		5895 121 004
Becher / Bucket	Kappen / Bucket Lid	Adapter	Kapazität / Capacity	
5895 122 000 (set of 4 pcs.)	5820 747 005 (set of 2 pcs)	5825 745 000 (set of 2 pcs)	4x 87450	

**5920 R**

<b>Ausschwingrotor / Swing out Rotor</b>		<b>S-4 x Universal-Large</b>		5895 190 006
Becher / Bucket	Kappen / Bucket Lid	Adapter	Kapazität / Capacity	
Inkl. (set of 4 pcs.)	5910 750 005 (set of 2 pcs)	5910 760 000 (set of 2 pcs)	4x 87450	

<b>Ausschwingrotor/ Swing out Rotor</b>		<b>S-4 x 1000</b>		5895 101 003
Becher / Bucket	Kappen / Bucket Lid	Adapter	Kapazität / Capacity	
5895 102 000 (set of 4 pcs.)	5820 747 005 (set of 2 pcs)	5825 745 000 (set of 2 pcs)	4x 87600	